



Sartorius Biotrate yra aukščiausios klasės skaitmeninė biuretė pasižyminti išmaniomis funkcijomis lengvam titravimui. Biotrate siūlo didelį cheminį atsparumą ir sumanius sprendimus saugiam ir tiksliam skysčių titravimui.

Order Code	Nominal Volume [ml]	Readability [ml]	Test Volume [ml]
Biotrate			
LH-723080	10	0,01	10
LH-723081	20	0,01	20
LH-723082	50	0,01	50

- Ypatingai didelis cheminis atsparumas
- Terpės paskirstymo sistema, kuri leidžia susigrąžinti nepanaudotą terpę į pradinę talpą
- Autoklavuojama skysčio tėkmės talpa
- 360° besisukanti skysčių paskirstymo galva
- Turi nuo UV spindulių apsaugantį langą
- 1-erių metų garantija
- Galimybė atlikti inžinerinį Sartorius aptarnavimą

Kaina akcijos metu 700€+PVM
~~1090€+PVM~~

Akcija galioja iki 2018-06-30

- Ypatingai didelis cheminis ir terminis atsparumas
- Visiškai autoklavuojamas
- Plati įvairovė adapterių, pritaikomų įvairių dydžių buteliams
- Suteikiama 1-erių metų garantija
- Galimybė atlikti inžinerinį Sartorius aptarnavimą

**LH-723062 (1-5 ml) ir
LH-723063 (2-10 ml)
kaina 200€+PVM ~~270€+PVM~~**

**LH-723064 (5-30 ml)
kaina 250€+PVM ~~370€+PVM~~**

Akcija galioja iki 2018-06-30

Sartorius Prospenser yra aukštos kokybės ir didelio cheminio atsparumo butelinis dozatorius. Prietaisas puikiai tinka įvairiems dozavimo darbams, nes yra saugus, patogus ir pritaikomas pagal kiekvieno poreikį.

