



Sartorius Biotrate ir augstas kvalitātes **digitālā birete**, kas aprīkota ar funkcijām vieglai titrēšanai. Biotrate nodrošina augstu ķīmisko pretestību, un tas ir vieds risinājums, lai precīzi un droši titrētu dažādus šķidrumus.

Order Code	Nominal Volume [ml]	Readability [ml]	Test Volume [ml]
Biotrate			
LH-723080	10	0,01	10
LH-723081	20	0,01	20
LH-723082	50	0,01	50

- Ilgs kalpošanas laiks - izturīgs pret dažādām ķīmiskām vielām
- Šķidrums recirkulācijas sistēma
- Daļēji autoklavējams
- 360° rotējoša galva ērtai lietošanai
- UV necaurīdīgs stikls jutīgiem šķidrumiem
- 1 gada garantija
- Sartorius ierīcēm ir servisa inženiera pieejamība!

**Akcijas cena 700€+PVN**

~~1090€+PVN~~

Akcija spēkā līdz 30.06.2018

- **Ļoti augsta ķīmiskā un termiskā pretestība**
- **Pilnībā autoklavējams**
- Plašs adapteru klāsts, kas atbilst visbiežāk izmantotajiem pudeļu izmēriem
- **1 gada garantija**
- Sartorius ierīcēm ir servisa inženiera pieejamība!

**LH-723062 (1-5 ml) un  
LH-723063 (2-10 ml)  
akcijas cena 200€+PVN ~~270€+PVN~~**

**LH-723064 (5-30 ml)  
akcijas cena 250€+PVN ~~370€+PVN~~**

Akcija spēkā līdz 30.06.2018

Sartorius Prospenser ir augstas kvalitātes pudeļu dispensers ar lielisku ķīmisko pretestību. Tas ir drošs, ērts un pielāgojams, padarot to ideāli piemērotu dažādajām vielu prasībām.

