

Sartorius Tacta on uus maksimaalse mugavuse ja usaldusväärsusega premium-klassi mehaaniline pipett.



## Ordering Information

### Tacta

Order Code	Channels	Volume Range (µl)
LH-729010	1	0.1-3
LH-729020	1	0.5-10
LH-729030	1	2-20
LH-729050	1	10-100
LH-729060	1	20-200
LH-729070	1	100-1000
LH-729080	1	500-5000
LH-729090	1	1000-10000

- Ergonoomiline disain vähendab käes pingete tekkimise ohtu.
- Sartoriuse unikaalne lukustussüsteem tagab paindliku mahu reguleerimise ja lukustumise.
- Pipetiotsiku kinnitamiseks ja pipeteerimiseks on vaja rakendada minimaalset jõudu.
- Sartoriuse uus tehnoloogia võimaldab kontrollitud ja sujuva pipetiotsiku eemaldamise.
- Suur displei, millelt numbrid on selgelt nähtavad ka nurga alt.
- 4 numbrikohta mahu täpseks ja lihtsaks seadmiseks.
- Kalibreerimise reguleerimise võimalus tagab täpsed tulemused erinevate vedelikega töötamisel.
- Nutikas disain võimaldab pipeti abivahenditeta kolmeks osaks lahti võtta, mis teeb pipeti puhastamise lihtsaks ja kiireks.
- Autoklaavitav lahti võtmata, vastupidav UV-kiirgusele ja kemikaalidele.

NAUDI TÖÖD SARTORIUS TACTA  
PIPETTIDEGA JA VALI ENDALE  
SOBIVATE SUURUSTEGA  
KOMPLEKT!

Kampaaniahind  
3 pipetti 500€+KM

~~861€+KM~~

Kampaania kehtib kuni 30.09.2018.